

– opgradering til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair



Nye muligheder for sansestimulering

Nu kan Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair opgraderes yderligere med en vibrationsmadras.

Den er specialudviklet som tilbehør alene til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair og giver med sine egenskaber gyngestolen endnu flere anvendelsesmuligheder.

Anvendelse og målgrupper

Vibration stimulerer den taktile sans, og den kan have en positiv og afslappende effekt på mennesker, hvis taktile sans er understimuleret.

Ved at anvende vibrationsmadrassen i kombination med Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair opnås et multisensorisk redskab, der både øger stolen anvendelsesmuligheder og udvider målgruppen.

Betjening og programmer

- Vibrationsmadrassen styres af en overskuelig fjernbetjening, som er enkel for brugeren selv at anvende.
- Vibrationsmadrassen har 7 forskellige for-programmerede programmer, som kan tilpasses individuelle behov.



Vibration med vibrationsmadrassen kan have positiv effekt på:

- Kropsfornemmelsen
- Motorisk og mental uro
- Udadreagerende/voldelig adfærd
- Stress
- Angst
- Lidelser med rystelser
- Smerter
- Obstipation

Vibrationsmadrassen kan med fordel anvendes til personer (over 8 år) med:

- Demens (bedst i tidlige faser)
- Parkinson
- Delirium
- Nedsat kognition
- Manglende sprog
- Autismespektrum forstyrrelser
- Dissemineret Sklerose
- Spasticitet
- Smerter
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Psykiske lidelser

Vibrationsmadras

Wellness Nordic

– opgradering til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair

Opbygning

- Vibrationsmadrassen har 10 indbyggede 12 VDC vibrationsenheder (5 i hver side) med vibrationsfrekvens på 50-60 Hz.
- Vibrationsenhederne er placeret parvis, parallelt med hinanden.
- Vibrationsenhederne er jævnt fordelt over vibrationsmadrassen, så de bedst muligt stimulerer vigtige dele af kroppen og samtidig passer til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair's konstruktion og funktion.



Produkter

Varenr.	Produkt
30145	Vibrationsmadras til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair
30146	Nakkepude til vibrationsmadras
30147	Sikkerheds-kit, hvor vibrationsmadrassens ledninger er afkortede til 30 cm. sektioner

Erfaring fra OUH psykiatriske afsnit

OUH psykiatriske afsnit anvender sansestimulering i praksis, og fysioterapeut Jon Duus Sørensen udtaler, at sansestolen er et meget vigtigt redskab i værktøjskassen, når det handler om at reducere brugen af tvang.

"Erfaringerne viser, at stolen gør en stor forskel hos mange indlagte, hvor stolens programmer på forskellig vis anvendes til low arousal og til generel affektregulering", fortæller Jon Duus Sørensen. Han tilføjer, at sansestolen har afhjulpet frustrationer blandt både personale og indlagte patienter.

OUH psykiatriske afsnit afprøver for tiden vibrationsmadrasen, fordi den ifølge Jon tilføjer en række muligheder til gyngestolen og samtidig udvider personalets vigtige palette af redskaber i det daglige arbejde. Helt aktuelt er der på afdelingen en yngre og meget dårlig mandig patient, som bruger den nye vibrationsmadras sammen med gyngestolen – flere gange om dagen.

"Vi har faktisk ikke instrueret ham i at bruge den – det har han helt fundet ud af selv", fortæller Jon, der tilføjer: *"Ofte bruger han vibrationsmadrassen uden stolens gyngefunktion – dette havde jeg personligt ikke forudset. Så for ham er vibrationsmadrassen klart en rigtig god oplevelse".*



Fysioterapeut Jon Duus Sørensen
OUH Psykiatriske Afsnit

Tekniske specifikationer

Teknisk: 10 stk. vibrationsenheder med vibrationsfrekvens på 50-60 Hz
Strømforsyning: 100-240V AC
AC/DC adapter: 15V, 1,3A
Polstring: Magic Premium i farven Fudge.
Maks. brugervægt: 130 kg
Anvendelsesområde: Indendørs, plejehjem, institution, hjemmepleje
Mærkning: Produktet er CE-mærket iht. 2006/42/EU

Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S ■ Bakkegårdsvej 311 ■ 3050 Humlebæk
Tlf. 3874 5450 ■ info@wellnessnordic.com ■ www.wellnessnordic.com